


SONDAS

SONDA DE ASPIRACIÓN CON CONTROL

Sonda de PVC de uso médico para la aspiración de esputos y secreciones del tracto respiratorio, para evitar su bloqueo. Punta atraumática abierta con dos orificios laterales. La conexión cuenta con un orificio de control de la aspiración. Se puede insertar directamente a través de la garganta gracias al tubo endotraqueal.



FABRICACIÓN

- **Materiales:** Las sondas de aspiración con control, están fabricadas con materiales 100% exentos de látex. Tanto la conexión como el cuerpo de la sonda, están fabricados en PVC.
- **Esterilización:** Este producto ha sido esterilizado por Óxido de Etileno según la normativa ISO 11135:2007.
- **País de fabricación:** Este producto es fabricado en China para Grupo Unidix.

NORMATIVA

Este producto posee el certificado CE 0123. Marcado como producto de clase II a.

MEDIDAS

Diámetro externo (mm)	Fr/Ch	Tolerancia Diámetro Ext. (mm)	Mín. D.I. (mm)	Código Color
2.0	6	±0.1	1.05	Verde Claro
2.67	8	±0.1	1.50	Azul Oscuro
3.33	10	±0.15	2.00	Negro
4.0	12	±0.15	2.45	Blanco
4.67	14	±0.2	2.95	Verde
5.33	16	±0.2	3.40	Naranja
6.0	18	±0.2	3.90	Rojo
6.67	20	±0.2	4.30	Amarillo

REFERENCIAS, EMBALAJES Y

CÓDIGOS DE BARRAS

Este producto viene presentado en cajas de 80 unidades, embalajes de 600 unidades, y cada una de las sondas en bolsas estériles individuales.

CH	Referencia	UDS	EAN13
06	768200306/80	80	8435195321357
		480	8435195331585
08	768200308/80	80	8432229201241
		480	8435195331592
10	768200310/80	80	8432229201258
		480	8435195331608
12	768200312/80	80	8432229201265
		480	8435195331615
14	768200314/80	80	8435195321364
		480	8435195331622
16	768200316/80	80	8432229201272
		480	8435195331639
18	768200318/80	80	8432229201289
		480	8435195331646