

SONDAS

SONDA DE ASPIRACIÓN SIN CONTROL

Sonda de PVC de uso médico para la aspiración de esputos y secreciones del tracto respiratorio, para evitar su bloqueo. Punta atraumática abierta con dos orificios laterales. La conexión no tiene orificio de control de la aspiración. Se puede insertar directamente a través de la garganta gracias al tubo endotraqueal.



FABRICACIÓN

- **Materiales:** Las sondas de aspiración con control, están fabricadas con materiales 100% exentos de látex. Tanto la conexión como el cuerpo de la sonda, están fabricados en PVC.
- **Esterilización:** Este producto ha sido esterilizado por Óxido de Etileno según la normativa ISO 11135:2007.
- **País de fabricación:** Este producto es fabricado en China para Grupo Unidix.

NORMATIVA

Este producto posee el certificado CE 0123. Marcado como producto de clase II a.

MEDIDAS

La longitud total de la sonda de aspiración sin control cuenta con una longitud total de 545 ± 10 mm, y una longitud efectiva de 515 ± 10 mm.

Díámetro externo (mm)	Fr/Ch	Tolerancia Díámetro Ext. (mm)	Mín. D.I. (mm)	Código Color
2.0	6	± 0.1	1.05	Verde Claro
2.67	8	± 0.1	1.50	Azul Oscuro
3.33	10	± 0.15	2.00	Negro
4.0	12	± 0.15	2.45	Blanco
4.67	14	± 0.2	2.95	Verde
5.33	16	± 0.2	3.40	Naranja
6.0	18	± 0.2	3.90	Rojo
6.67	20	± 0.2	4.30	Amarillo

REFERENCIAS, EMBALAJES Y CÓDIGOS DE BARRAS

Este producto viene presentado en cajas de 100 unidades, embalajes de 600 unidades, y cada una de las sondas en bolsas estériles individuales.

CH	Referencia	UDS	EAN13
06	768200106	100	8432229201173
		600	8435195331516
08	768200108	100	8432229201180
		600	8435195331523
10	768200110	100	8432229201197
		600	8435195331530
12	768200112	100	8432229201203
		600	8435195331547
14	768200114	100	8432229201210
		600	8435195331554
16	768200116	100	8432229201227
		600	8435195331561
18	768200118	100	8432229201234
		600	8435195331578